

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97

Казахстан (772)734-952-31

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://ge.nt-rt.ru> || ghe@nt-rt.ru

Электрокардиограф MAC 2000



Общее описание

MAC 2000 — это легкий в освоении и повседневном использовании 12-канальный аппарат ЭКГ, который обладает широкими функциональными возможностями и непревзойденной точностью измерения и интерпретации ЭКГ по клинически проверенному алгоритму Marquette 12SL для взрослых и детей. Обладает высокой эргономикой, оснащен полноформатной клавиатурой, и при необходимости может быть укомплектован сканером штрих кода, обеспечивая максимальное удобство для ввода демографических данных пациентов.

Технические характеристики

Интуитивный интерфейс пользователя

Большой цветной высококонтрастный дисплей с диагональю 17,7 см даёт возможность удобного представления всех 12 отведений одновременно, позволяет легко контролировать качество получаемого сигнала и просматривать полный отчёт. Полноформатная клавиатура и горячие клавиши

обеспечивают дополнительный комфорт и легкость в работе. Высокая эффективность

Наглядная индикация качества наложения электродов во всех 12 отведениях, анализ variability сердечного ритма, а также сканер штрих-кода (опция) позволяют поднять эффективность проводимых диагностических процедур на высочайший уровень. Автоматическая регистрация ЭКГ

Запись 10 секундной ЭКГ нажатием всего одной клавиши. Автоматическое подавление помех

Автоматическая фильтрация помех, вызванных электросетью или сокращениями мышц, дают возможность получения достоверных ЭКГ данных, невзирая на присутствие артефактов. Алгоритм Marquette 12SL

Зарекомендовавший себя во всем мире алгоритм Marquette 12SL для высокоточного автоматического измерения и интерпретации ЭКГ у взрослых и детей. Учет пола пациента обеспечивает повышенную диагностическую точность интерпретации ЭКГ, особенно в случаях острого инфаркта миокарда у пациентов женского пола. Встроенная память

Внутренняя память системы обеспечивает хранение порядка 200 ЭКГ, которые в последующем могут быть переданы на ПК. Широкие возможности передачи данных

Проводные и беспроводные интерфейсы передачи данных — WiFi / LAN, возможности экспорта ЭКГ в файлы формата PDF/Excel и подключения к ПК с сохранением полученных данных в общей папке, а также перенос информации в локальную кардиологическую систему MUSE позволяют обрабатывать и хранить данные в едином цифровом архиве. При этом имеется возможность двусторонней передачи данных о пациенте, что позволяет исключить ручной ввод данных пациента и улучшить процесс диагностики.

Комплектация

Mac 2000 Value

- Эргономичный 12-канальный электрокардиограф с опцией измерения и интерпретации ЭКГ по клинически проверенному алгоритму Marquette 12SL для взрослых и детей.
- Полноформатная клавиатура.
- Встроенная память до 100 ЭКГ

Mac 2000 Performance

- Эргономичный 12-канальный электрокардиограф с опцией измерения и интерпретации ЭКГ по клинически проверенному алгоритму Marquette 12SL для взрослых и детей.
- Полноформатная клавиатура и возможность дооснащения сканером штрих кода обеспечивает удобство ввода демографических данных пациента.
- Возможность передачи данных в общую папку посредством Wi-Fi, LAN интерфейса, карты памяти.
- Сохранение электрокардиографических данных в форматах pdf, xml.
- Встроенная память до 200 ЭКГ.

Mac 2000 Performance Trolley

- Эргономичный 12-канальный электрокардиограф с опцией измерения и интерпретации ЭКГ по клинически проверенному алгоритму Marquette 12SL для взрослых и детей.
- Полноформатная клавиатура и возможность дооснащения сканером штрих кода обеспечивает удобство ввода демографических данных пациента.
- Возможность передачи данных в общую папку посредством Wi-Fi, LAN интерфейса , карты памяти.
- Сохранение электрокардиографических данных в форматах pdf, xml.
- Встроенная память до 200 ЭКГ
- Тележка

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97

Казахстан (772)734-952-31

Тверь (4822)63-31-35
Тольяти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://ge.nt-rt.ru> || ghe@nt-rt.ru